



# AED



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives

# FRED® easyport® plus FIRST

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



## DER TASCHENDEFIBRILLATOR

### LEICHT UND LEISTUNGSFÄHIG

Nur 780 g Gewicht in Kombination mit höchster Funktionalität lassen ihn weltweit alleine an der Spitze stehen.

### ÜBERALL EINSATZBEREIT UND AUSDAUERND

Für alle Umgebungen geeignet:  
Die Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst. Der FRED® easyport® plus FIRST ist mit Batterie oder Akku funktionsfähig und bietet so noch mehr Flexibilität.

### HLW-FEEDBACK

Der optionale, wiederverwendbare ARGUS LifePoint HLW-Feedbacksensor liefert in Echtzeit Kompressionstiefe und -frequenz.



1:1 Darstellung des Produktes

#### Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden  
RFID vorkonnektiert
- 2x Lithium-Metall-Batterie
- 1x Tragetasche

#### FRED® easyport® plus FIRST

2.190,00 €\*  
Bestellnr. 0114720

# FRED® easy Life

- Einfachste Bedienung in 3 Schritten
- Vorkonnectierte Elektroden
- Effiziente und sichere Analyse zur Flimmererkennung
- Erkennung ventrikulärer Tachykardien
- EKG- und Ereignis-Aufzeichnung auf Speicherkarte



- Automatische Selbsttests
- Automatische Energieanpassung bei Kinderelektroden
- Zubehör inklusive
- **Metronom zur HLW-Unterstützung**

Schritt für Schritt führt der FRED easy Life hilfeleistende Personen mit detaillierten schriftlichen und gesprochenen Anweisungen durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Metronom gibt den korrekten Rhythmus für eine effiziente Herzdruckmassage vor.

Dank der patentierten, biphasisch gepulsten Defibrillations-Energie Multipulse Biowave® ist die Wiederbelebung noch effizienter und sicherer.

FRED easy Life: ein idealer Begleiter im Rettungswesen und auch für den Laien!

Jedermann kann Leben retten ... überall !



#### Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden vorkonnectiert
- 1x Lithium-Batterie
- 1x SD-Card
- 1x Tragetasche
- 1x Option Metronom

#### FRED® easy Life halbautomatisch

1.290,00 €\*  
Bestellnr. 0214900

#### FRED® easy Life vollautomatisch

1.290,00 €\*  
Bestellnr. 0214901

# FRED® easy Professional

## Notfallkompetenz in der Arztpraxis

- Einfachste Bedienung in 3 Schritten
- Effiziente und sichere Analyse zur Flimmererkennung
- Erkennung ventrikulärer Tachykardien
- EKG- und Ereignis-Aufzeichnung auf Speicherkarte
- Automatische Selbsttests
- Automatische Energieanpassung bei Kinderelektroden



- **EKG Display**
- **Metronom zur HLW-Unterstützung**
- **Silent Mode (inkl. beim FRED easy Professional S)**

### FRED® easy Professional S

#### Inklusive Silent Mode

EKG Überwachung ohne störende Sprachansagen auf Knopfdruck (z.B. bei vital stabilen Patienten nach erfolgreicher Reanimation)

Im Fall einer lebensbedrohlichen Rhythmusänderung reaktiviert das Gerät automatisch den AED-Modus.



## Profi AED mit EKG Display und Metronomfunktion



#### Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden vorkonnektiert
- 1x Lithium-Batterie
- 1x SD-Card
- 1x Tragetasche
- 1x EKG-Anzeige
- 1x Metronom

### FRED® easy Professional

**1.990,00 €\***

Bestellnr. 0214513

### FRED® easy Professional S

**1.990,00 €\***

Bestellnr. 0214510

# FRED® easy Manuell

Der Arzt entscheidet, ob ein Schock abgegeben werden soll und mit welcher Energie das geschieht.

- Einfachste Bedienung in 3 Schritten
- Effiziente und sichere Analyse zur Flimmererkennung
- Erkennung ventrikulärer Tachykardien
- EKG- und Ereignis-Aufzeichnung auf Speicherkarte
- Automatische Selbsttests
- Automatische Energieanpassung bei Kinderelektroden



# FRED® easyport

490 Gramm – mehr muss nicht gesagt werden!

- Der erste Taschendefibrillator der Welt
- EKG Display
- Automatische Energieanpassung bei Kinderelektroden
- Erkennung ventrikulärer Tachykardien
- EKG- und Ereignis Aufzeichnung auf Speicherkarte



- Manuelle Defibrillation
- EKG Display (optional)
- Metronom zur HLW-Unterstützung (optional)

#### Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden
- 1x Lithium-Batterie
- 1x SD-Card
- 1x Tragetasche
- 1x EKG-Anzeige
- 1x Metronom

#### FRED® easy Manuell

2.090,00 €\*  
BestellNr. 0214514



Der entscheidende Punkt beim AED ist die Verfügbarkeit.

#### FRED® easyport

2.090,00 €\*  
BestellNr. 0114714

#### Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden
- 2x Lithium-Batterie
- 1x SD-Card
- 1x Tragetasche

#### FRED® easyport manuell

2.490,00 €\*  
BestellNr. 0114717

← Auch mit manueller Defibrillation erhältlich!

## Zubehör FRED® easyport® plus FIRST

Defibrillationselektroden Erwachsene vorkonnectiert RFID 1 Paar	(BestellNr. 214443)	71,00 €* (BestellNr. 114751)	49,00 €* (BestellNr. 114752)
Defibrillationselektroden Erwachsene 1 Paar			
Defibrillationselektroden Kind 1 Paar			
Lithium-Metall Batterie (Einmalbatterie)	(BestellNr. 114762)	165,00 €* (BestellNr. 114761)	239,00 €* (BestellNr. 114761)
Lithium-Ion Akku (wiederaufladbar)			
Ladegerät CS-2 für Lithium-Ion Akku	(BestellNr. 114763)	459,00 €* (BestellNr. 114764)	169,00 €* (BestellNr. 114764)
Netzteil zu Ladegerät CS-2			
Bluetooth Kommunikationsbox	(BestellNr. 114766)	395,00 €* (BestellNr. 114766)	
Geräteschutz-/ Zubehörtasche	(BestellNr. 114760)	165,00 €* (BestellNr. 114760)	



## Zubehör FRED® easyport®

Defibrillationselektroden Erwachsene 1 Paar	(BestellNr. 114751)	49,00 €* (BestellNr. 114752)	71,00 €* (BestellNr. 114752)
Defibrillationselektroden Kind 1 Paar			
LiMnO <sub>2</sub> Batterie	(BestellNr. 114750)	159,00 €* (BestellNr. 114750)	
Tragetasche (Hardcase) wasser- u. schmutzabweisend	(BestellNr. 114758)	99,00 €* (BestellNr. 114758)	



## Zubehör FRED® easy

Notfall-Kit	(BestellNr. 214038)	27,00 €* (BestellNr. 214038)	
Defibrillationselektroden Erwachsene 1 Paar vorkonnectiert**	(BestellNr. 214546)	51,00 €* (BestellNr. 214550)	51,00 €* (BestellNr. 214550)
Defibrillationselektroden Erwachsene 1 Paar**			
** ab 5 Paar: Preis pro Paar			
Defibrillationselektroden Kind 1 Paar	(BestellNr. 214559)	51,00 €* (BestellNr. 214552)	208,00 €* (BestellNr. 214552)
Lithiumbatterie			



## Taschen, Notfallrucksack

in verschiedenen Ausführungen und für jeden Einsatzzweck erhältlich:

- Tragetasche
- Tragetasche Hardcase wasser- u. schmutzabweisend
- Transportkoffer (wasserdicht)
- AED Notfalltasche
- Notfallrucksack gefüllt



## Wandschränke

Wandschrank Metall ohne Alarmfunktion	(BestellNr. 214488)	195,00 €* (BestellNr. 214488)	
Wandschrank Metall mit Sirene	(BestellNr. 214487)	321,00 €* (BestellNr. 214487)	Türschalter und Sirene
Wandschrank Metall mit Warnleuchte und Sirene	(BestellNr. 214489)	436,00 €* (BestellNr. 214489)	



Auf Wunsch auch in anderen Farben erhältlich (siehe Farbtabelle)



Wandschränke Serie Rotaid  
Optionen je nach Modell: Alarmsirene, Heizung, SCHILLER-EDITION, etc. ab 250,00 €\*  
(BestellNr. 214488)



Wandschränke Serie Aivia  
Optionen je nach Modell: Alarmsirene, Heizung, GSM, 24V Versorgung, Notfallbatterie ab 132,00 €\*  
(BestellNr. 214487)



## Hinweisschilder

Hinweisschild Defibrillator Innenbereich (Kunststoff)	(BestellNr. 214879)	25,00 €* (BestellNr. 214868)	119,00 €* (BestellNr. 214868)
Hinweisschild Defibrillator Außenbereich (Aluminium)			



# SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH  
Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0  
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



[www.schillermed.de](http://www.schillermed.de)



[www.defi.de](http://www.defi.de)

