

SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de



www.ganshorn.de



GANSHORN
SCHILLER GROUP



Information über eine Betriebsteilabgabe der GANSHORN Medizin Electronic GmbH an die SCHILLER Medizintechnik GmbH

Unser nationales GANSHORN Vertriebs- und Serviceteam wurde am 1. Oktober 2022 in die - ebenfalls zur SCHILLER Group gehörende - SCHILLER Medizintechnik GmbH integriert. Seit über 30 Jahren ist sie auf dem deutschen Markt etabliert und bestens für alle Belange rund um SIE, als Endkunde aufgestellt. Ein 35-köpfiges Serviceteam wird Ihnen zukünftig bei Fragen, Wünschen und Anregungen zur Seite stehen.

GANSHORN
SCHILLER GROUP

Hochpräzise Lungenfunktionsdiagnostik

Der GANSHORN PowerCube Body+ steht für 40 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Herstellung modernster Lungenfunktionsgeräte



PowerCube Body+

ERSTER BODYPLETHYSMOGRAPH MIT MODERNSTER ULTRASCHALLTECHNIK

PowerCube Body+ ist die Summe aus 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung modernster Lungenfunktionsdiagnostik. Für Sie entstehen durch den kalibrationsfreien Ultraschall-Flow-Sensor in der täglichen Routine vielfältige Vorteile.

- ⋮ Echtzeitbestimmung der Atemgase
- ⋮ Echtzeit ATP - BTPS Bestimmung
- ⋮ Kalibrationsfreier Ultraschall-Flow-Sensor
- ⋮ Widerstandsloser Messaufnehmer



PowerCube Diffusion+

EINZIGARTIGE, BEDIENERFREUNDLICHE UND HÖCHST ZUVERLÄSSIGE ULTRASCHALL-DIFFUSIONSANLAGE FÜR BESTE QUALITÄT

PowerCube Diffusion+ ist die konsequente Kombination aus unserem modernen kalibrationsfreien Ultraschall-Flow-Sensor mit eigens für die schnelle Diffusionsanalyse entwickelten Gassensoren. Der für Dauerbetrieb entwickelte Multigas-Sensor liefert höchstpräzise und schnelle CO Ergebnisse für die klassische Single Breath als auch für die Online Diffusionsbestimmung.

