



CARDIOVIT CS-104

Das PC-EKG-System der digitalen Zukunft



SCHILLER

The Art of Diagnostics

GANSORN
SCHILLER GROUP

PC-EKG Ein System – drei Rekorder zur Wahl

Sie haben die Wahl:

- Tablet
- 🔌 USB
- 📶 Bluetooth



Spirometrie – ultraschallbasierend SpiroScout SP plus

- ✦ Modernste Ultraschalltechnologie
- ✦ Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- ✦ Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- ✦ Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ✦ Wartungsfrei
- ✦ Keine Reinigung nötig



□ **CARDIOVIT FT-1** EKG-Tablet mit USB-Streamer





- ✦ **Mobil und autark**
Auch ohne PC einsetzbar
- ✦ **Easytouch**
Supersimple Bedienung
- ✦ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- ✦ **Federleicht**
Gewicht: nur 1,1 kg
- ✦ **Komfortabel**
8 Zoll EKG-Display

🔌 **MS-12 USB** PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis

- ✦ **EKG-Streaming über USB**
- ✦ **Klein und handlich**
- ✦ **Federleicht**
Gewicht: nur 140 Gramm
- ✦ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- ✦ **Anschlussadapter für Sauganlage**

📶 **MS-12 BT** PC-EKG-Rekorder auf Bluetooth-Basis

- ✦ **EKG-Streaming über Bluetooth**
- ✦ **Klein und handlich**
- ✦ **Federleicht**
Gewicht: nur 125 Gramm
- ✦ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 128 000 Hz
- ✦ **Praktisch**
Integriertes EKG-Display



ScoutTube – das hygienische Mundstück

- ✦ Kreuzkontamination sicher vermeiden
- ✦ Höchster Bedienkomfort
- ✦ Konische Form, die für alle Patienten passt (auch für Kinder)



ScoutTube



Einzelverpackt für höchste Hygiene



Ergometrie CS-104 SYSTEM OFFICE

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel



X4 Wagen
durchdachter Systemwagen

Cardiovit CS-104 SYSTEM OFFICE

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, MS-12 USB, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, mit Sana Bike 500

Preis auf Anfrage

MS-12 USB

PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



Ergometrie CS-104 SYSTEM OFFICE plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Sana Bike 500
flüsterleises Ergometer




Cardiovit CS-104 SYSTEM OFFICE plus

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, mit Sana Bike 500

Preis auf Anfrage

CARDIOVIT FT-1

autarker PC-EKG-Rekorder



Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel



X4 Wagen
durchdachter Systemwagen

Cardiovit CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, MS-12 USB, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 1000**

Preis auf Anfrage

MS-12 USB

PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Sana Bike 1000
stufenlos verstellbare Lenkerhöhe




Cardiovit CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 1000**

Preis auf Anfrage

CARDIOVIT FT-1

autarker PC-EKG-Rekorder



SCHILLER MEDIZINTECHNIK

IMMER FÜR SIE DA!



www.schillermed.de

Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München

Tel.: 089/62 99 81 0



SCHILLER FRED easyport plus FIRST - DER AED FÜR DIE ARZTTASCHE

- ❖ Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- ❖ Automatische Selbsttests
- ❖ Metronomfunktion
- ❖ Intuitiver Kindermodus
- ❖ HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- ❖ Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



FRED easyport plus FIRST

inkl. Zubehör:

- 1x Defi-Elektroden RFID vorkonnektiert;
- 2x Lithium-Metall-Batterien;
- 1x Geräteschutz- /Zubehörtasche

Preis auf Anfrage



SCHILLER
The Art of Diagnostics

GANSHORN
SCHILLER GROUP

* Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben.