

# SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH  
Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0  
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de  
www.defi.de



SCHILLER Imagefilm



## DIAGNOSTIKSTATION DS20

Um Längen voraus



# DS20

## Diagnostikterminal und Patientenmonitor



Auch mit Wandhalterung und Korb erhältlich.

- ❖ **digital**  
IT-integrierte papierlose Diagnostiklösung
- ❖ **modern**  
großes Touch-Display für komfortables Arbeiten (auch mit Handschuhen bedienbar)
- ❖ **multifunktional**  
alle Vitalparameter in einem System

EKG



Blutdruck



SpO2




Temperatur



## Alle Vitalparameter stets griffbereit

18,5 Zoll Display  
Multitouchscreen



12-Kanal-Ruhe-EKG  
für Kinder & Erwachsene



Spirometer optional  
(FVC, VC, Prä/Post)

SpO2  
Masimo

Temperaturmessung  
(Schläfenarterie)

Blutdruckmessung  
Pulswellenanalyse (optional)

komfortabler Messwagen  
mit Leichtlaufrollen



### DS20 mobile

Diagnostikstation  
inkl. Zubehör & Messwagen

Bestellnr. 0102102 6.990,00 €\*

### DS20 fix

Diagnostikstation  
inkl. Zubehör & Wandhalterung

Bestellnr. 0102103 6.990,00 €\*

