

SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de
www.defi.de



SCHILLER Imagefilm



FRED® easyport® plus FIRST



FRED® easyport® plus FIRST

- › Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassungsfunktion
- › Automatische Selbsttests
- › Metronomfunktion
- › Intuitiver Kindermodus
- › HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- › Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



DER TASCHENDEFIBRILLATOR

LEICHT UND KLEIN

Nur 780 g Gewicht in Kombination mit höchster Funktionalität lassen ihn weltweit alleine an der Spitze stehen.

HLW-FEEDBACK

Der optionale, wiederverwendbare LifePoint HLW-Feedbacksensor liefert in Echtzeit Kompressionstiefe und -frequenz.

ÜBERALL EINSATZBEREIT UND AUSDAUERND

Für alle Umgebungen geeignet: Die Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst.

Der FRED® easyport® plus FIRST ist mit Batterie oder Akku funktionsfähig und bietet so noch mehr Flexibilität.



FRED® easyport® plus FIRST

Inkl. Zubehör: 1x Defi-Elektroden RFID vorkonnettiert; 2x Batterien; 1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

Bestellnr. 0114720

2.290,00 €*
* inkl. MwSt.