



FRED® easyport® plus FIRST



SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA



www.schillermed.de

Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München

Tel.: 089/62 99 81 0



SCHILLER

The Art of Diagnostics

GANSCHORN
SCHILLER GROUP

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt / Preise gültig bis 31.03.2026.
Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben.



SCHILLER

The Art of Saving Lives

FRED® easyport® plus FIRST

- › Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassungsfunktion
- › Automatische Selbsttests
- › Metronomfunktion
- › Intuitiver Kindermodus
- › HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- › Datenübertragung via Bluetooth oder USB



DER TASCHENDEFIBRILLATOR

LEICHT UND KLEIN

Nur 780 g Gewicht in Kombination mit höchster Funktionalität lassen ihn weltweit alleine an der Spitze stehen.

HLW-FEEDBACK

Der optionale, wiederverwendbare LifePoint HLW-Feedbacksensor liefert in Echtzeit Kompressionstiefe und -frequenz.

ÜBERALL EINSATZBEREIT UND AUSDAUERND

Für alle Umgebungen geeignet: Die Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst.

Der FRED® easyport® plus FIRST ist mit Batterie oder Akku funktionsfähig und bietet so noch mehr Flexibilität.



FRED® easyport® plus FIRST

Inkl. Zubehör:

1x Defi-Elektroden RFID vorkonnektiert; 2x Lithium-Metall-Batterie; 1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

Bestellnr. 0114720

2.300,00 €*
*Netto