


# CARDIOVIT FT-1

Das EKG-Tablet mit eingebautem PC

# CARDIOVIT FT-1

## Einfachste Bedienung in 3 Schritten:

1. Patientendaten laden (GDT)
2. EKG aufnehmen
3. Speichern, Exportieren oder Ausdrucken



- ⋆ Inklusive Papier nur 1,1 kg leicht
- ⋆ Akkubetrieb
- ⋆ Speicher für bis zu 300 EKGs
  
- ⋆ flexibel  
integrierter 6-Kanal EKG-Schreiber für IT-unabhängiges Arbeiten
- ⋆ modern  
großes Touch-Display für komfortables Arbeiten
- ⋆ digital  
papierlos intelligent - Ihr Einstieg in die elektronische Patientenakte

# SCHILLER

CARDIOVIT FT-1

001

Hugh Brian | 41 Jahre | Männlich

18.03.2019  
16:30

18.03.2019 16:30

Normal



Verwerfen

Akzeptieren

1 2 3 ✓

⋮ 12-Kanal-Ruhe-EKG  
für Erwachsene und Kinder

⋮ 8 Zoll  
Multi-Touchscreen

⋮ Langer Streifen  
integrierter Thermodrucker

⋮ EKG-Qualitätssicherung  
automatische Erkennung von Verpolung

# SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH  
Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0  
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de



www.defi.de



## SCHILLER FRED easyport plus FIRST

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



### FRED easyport plus FIRST

inkl. Zubehör:  
1x Defi-Elektroden RFID vorkonnetiert;  
2x Lithium-Metall-Batterien;  
1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

Bestellnummer: 0114720

€ 1.990,-\*

