



SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA



www.schillermed.de

Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München

Tel.: 089/62 99 81 0



SCHILLER
The Art of Saving Lives

Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben.



LEBEN RETTEN

FRED® easyport® plus FIRST



SCHILLER
The Art of Saving Lives

FRED® easyport® plus FIRST

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via Bluetooth, WiFi oder USB
- EKG-Überwachung (optional)



DER FEUERWEHR-AED

LEICHT UND LEISTUNGSFÄHIG

Nur 780 g Gewicht in Kombination mit höchster Funktionalität lassen ihn weltweit alleine an der Spitze stehen.

ÜBERALL EINSATZBEREIT UND AUSDAUEREND

Für alle Umgebungen geeignet:

Die Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst. Der FRED® easyport® plus FIRST ist mit Batterie oder Akku funktionsfähig und bietet so noch mehr Flexibilität.

HLW-FEEDBACK

Der optionale, wiederverwendbare ARGUS LifePoint HLW-Feedbacksensor liefert in Echtzeit Kompressionstiefe und -frequenz.

NEU ERHÄLTlich:
Zwei-poliges EKG-Kabel



Weitere Infos