



Langzeit-Blutdruck medilog® DARWIN2



Unsere Philosophie

Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr Zeiteinsatz – vom Anlegen bis zum fertigen Befund.

Unser Ziel ist Top-Qualität und Top-Performance zu einem vernünftigen Preis.



Entscheidend ist die Qualität des Ergebnisses und damit die eingesetzte Messtechnologie in puncto Präzision.

Genauso wichtig ist die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, von der Manschette, über den Rekorder, bis hin zur Auswertesoftware, mit dem Ziel eines reibungslosen und effizienten Ablaufs vom Anlegen bis zum Befund.

medilog®-Anwender dürfen dies erwarten:

- ❖ **Duales Meßsystem**
Auskultatorisches und oszillometrisches Verfahren gleichzeitig
- ❖ **Präzise Ergebnisse**
Verwertbare Blutdruckwerte sogar bei arrhythmischen Patienten
- ❖ **Echte Innovation**
Die Pulswellenanalyse hilft Ihnen bei der Therapie
- ❖ **Top-Performance**
Die Software passt sich Ihrem Workflow an
- ❖ **Schnelles Ergebnis**
Ihr Zeiteinsatz bleibt gering – Sie werden begeistert sein

medilog® Holtersysteme – die ABDM-Rekorder

Spitzenperformance durch auskultatorische UND oszillometrische Messung

Der BR-102 plus ist der einzige ABDM-Rekorder, der gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Messtechniken unterstützt, je nachdem, welchen Manschettentyp Sie einsetzen.

Die **auskultatorische Messung** liefert genaue Werte, selbst bei Bewegungsartefakten. Sie funktioniert auch bei arrhythmischen Patienten besonders gut.

Die **oszillometrische Messung** stellt sicher, dass Sie in jedem Fall verwertbare Ergebnisse bekommen.

- ❖ **Ihr Vorteil**
Stets saubere, verwertbare Blutdruckmessungen
- ❖ **Ihr Nutzen**
Minimaler Aufwand bei der Auswertung



BR-102 plus

BR-102 plus PWA

zur Bestimmung der arteriellen Gefäßsteifigkeit

medilog® DARWIN2 Holtersoftware

Modernste Softwaretechnologie für effiziente Langzeit-Blutdruck-Befundung

Von führenden kardiologischen Zentren eingesetzt

medilog® DARWIN2 gehört zu den leistungsfähigsten Holter-Auswertesystemen und wird weltweit von führenden kardiologischen Zentren eingesetzt.

Einzigartiges Softwarekonzept – flexible Workflows


Das einzigartige Softwarekonzept erlaubt Ihnen die Einrichtung individueller Workflows.

Absolut genial: Die Benutzeroberfläche ist im höchsten Maße flexibel und kann sehr einfach Ihren speziellen Vorstellungen angepasst werden.

Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck in einem System

Eine konsistente Benutzeroberfläche für die gesamte ambulante Diagnostik.

Damit Sie noch schneller ans Ziel kommen.



BR-102 plus

Lieferumfang:

- ❖ 1x BR-102 plus Rekorder
- ❖ 1x Manschette in Gr. M
- ❖ 1x Ladegerät
- ❖ 4x Akkus
- ❖ 1x Premium Tasche
- ❖ 1x USB Kabel
- ❖ 1x DARWIN2 ABDM-Software



BR-102 plus O

Mit Manschette oszillometrisch (nur oszillometrisches Messverfahren)

1.590,00 €*

Bestellnr. 0140500

BR-102 plus A

Mit Manschette auskultatorisch (auskultatorisches und oszillometrisches Messverfahren)

1.700,00 €*

Bestellnr. 0140501

BR-102 plus PWA (Pulswellenanalyse)

- ❖ 24-Stunden-Profil- oder Spot-Messung
- ❖ ABDM mit Abrechnungsgarantie (EBM, GoÄ oder IGeL)
- ❖ KEIN Mehraufwand – die Pulswellenanalyse läuft einfach bei der ABDM-Messung mit

Lieferumfang:

- ❖ 1x BR-102 plus PWA Rekorder
- ❖ 1x Manschette in Gr. M
- ❖ 1x Ladegerät
- ❖ 4x Akkus
- ❖ 1x Premium Tasche
- ❖ 1x USB Kabel
- ❖ 1x DARWIN2 ABDM-Software



**GoÄ Nr. 637
227 18,49 €**

BR-102 plus PWA

Mit Manschette auskultatorisch (auskultatorisches und oszilloskopisches Messverfahren)

**3.890,00 €*
Bestellnr. 0140505**

Zubehör

BESTELLNr.	BÜGEL-MANSCHETTEN	PREIS
140571	BD-Manschette S – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140572	BD-Manschette M – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140573	BD-Manschette L – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140576	BD-Manschette M – osz. komplett mit Schlauch	119,00 €* / Stk.
140575	BD-Manschette M – ausk. / osz. komplett mit Schlauch	229,00 €* / Stk.
BESTELLNr.	BÜGELLOSE MANSCHETTEN	PREIS
140556	BD-Manschette BL XS – osz.	90,00 €* / Stk.
140557	BD-Manschette BL S – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140558	BD-Manschette BL M – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140559	BD-Manschette BL L – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140560	BD-Manschette BL XL – ausk. / osz.	90,00 €* / Stk.
140566	BD-Manschette BL M – osz. komplett mit Schlauch	119,00 €* / Stk.
140567	BD-Manschette BL M – ausk. / osz. komplett mit Schlauch	229,00 €* / Stk.
140233	Verbindungsschlauch osz.	68,00 €* / Stk.
140231	Verbindungsschlauch ausk. mit Mikro	140,00 €* / Stk.
140568	Verschlussstopfen (10 Stk.)	90,00 €* / Pkg.
140582	Kupplungsset "W" (1-tlg.)	5,00 €* / Set
140583	Kupplungsset "M" (1-tlg.)	3,00 €* / Set
BESTELLNr.	TASCHEN	PREIS
140236	Premium-Tasche zu BR-102 plus (rot)	37,00 €* / Stk.
240240	Einmaltrageetaschen (50 Stk.)	47,00 €* / Pkg.
BESTELLNr.	ENERGIEMANAGEMENT	PREIS
240577	Akku eneloop (2550 mAh)	10,00 €* / Stk.
140215	Ladegerät für Akkus	104,00 €* / Stk.
245343	Ladegerät für 16 AA(A)-Akkus	95,00 €* / Stk.



SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de



www.defi.de



SCHILLER FRED easyport plus FIRST - DER AED FÜR DIE ARZTTASCHE

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



FRED easyport plus FIRST

inkl. Zubehör:
1x Defi-Elektroden RFID vorkonnectiert;
2x Lithium-Metall-Batterien;
1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

Bestellnummer: 0114720

€ 2.190,-*

