



# Langzeit-Blutdruck medilog® DARWIN2



# Unsere Philosophie

Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr Zeiteinsatz – vom Anlegen bis zum fertigen Befund.

Unser Ziel ist Top-Qualität und Top-Performance zu einem vernünftigen Preis.



Entscheidend ist die Qualität des Ergebnisses und damit die eingesetzte Messtechnologie in puncto Präzision.

Genauso wichtig ist die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, von der Manschette, über den Rekorder, bis hin zur Auswertesoftware, mit dem Ziel eines reibungslosen und effizienten Ablaufs vom Anlegen bis zum Befund.

## **medilog®-Anwender dürfen dies erwarten:**

### ❖ **Duales Meßsystem**

Auskultatorisches und oszillometrisches Verfahren gleichzeitig

### ❖ **Präzise Ergebnisse**

Verwertbare Blutdruckwerte sogar bei arrhythmischen Patienten

### ❖ **Echte Innovation**

Die Pulswellenanalyse hilft Ihnen bei der Therapie

### ❖ **Top-Performance**

Die Software passt sich Ihrem Workflow an

### ❖ **Schnelles Ergebnis**

Ihr Zeiteinsatz bleibt gering – Sie werden begeistert sein

# medilog® Holtersysteme – die ABDM-Rekorder

## Spitzenperformance durch auskultatorische UND oszillometrische Messung

Der BR-102 plus ist der einzige ABDM-Rekorder, der gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Messtechniken unterstützt, je nachdem, welchen Manschettentyp Sie einsetzen.

Die **auskultatorische Messung** liefert genaue Werte, selbst bei Bewegungsartefakten. Sie funktioniert auch bei arrhythmischen Patienten besonders gut.

Die **oszillometrische Messung** stellt sicher, dass Sie in jedem Fall verwertbare Ergebnisse bekommen.

### ❖ Ihr Vorteil

Stets saubere, verwertbare Blutdruckmessungen

### ❖ Ihr Nutzen

Minimaler Aufwand bei der Auswertung



**BR-102 plus**



**BR-102 plus PWA**

zur Bestimmung der arteriellen Gefäßsteifigkeit

# medilog® DARWIN2 Holtersoftware

## Modernste Softwaretechnologie für effiziente Langzeit-Blutdruck-Befundung

### Von führenden kardiologischen Zentren eingesetzt

medilog® DARWIN2 gehört zu den leistungsfähigsten Holter-Auswertesystemen und wird weltweit von führenden kardiologischen Zentren eingesetzt.

### Einzigartiges Softwarekonzept – flexible Workflows


Das einzigartige Softwarekonzept erlaubt Ihnen die Einrichtung individueller Workflows.

Absolut genial: Die Benutzeroberfläche ist im höchsten Maße flexibel und kann sehr einfach Ihren speziellen Vorstellungen angepasst werden.

### Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck in einem System

Eine konsistente Benutzeroberfläche für die gesamte ambulante Diagnostik.

Damit Sie noch schneller ans Ziel kommen.



# BR-102 plus

## Lieferumfang:

- ❖ 1x BR-102 plus Rekorder
- ❖ 1x Manschette in Gr. M
- ❖ 1x Ladegerät
- ❖ 4x Akkus
- ❖ 1x Premium Tasche
- ❖ 1x USB Kabel
- ❖ 1x DARWIN2 ABDM-Software



## BR-102 plus O

Mit Manschette oszillometrisch  
(nur oszillometrisches  
Messverfahren)

**1.670,00 €\***

Bestellnr. 0140500

## BR-102 plus A

Mit Manschette auskultatorisch  
(auskultatorisches und oszillo-  
metrisches Messverfahren)

**1.770,00 €\***

Bestellnr. 0140501

# BR-102 plus PWA (Pulswellenanalyse)

- ❖ 24-Stunden-Profil- oder Spot-Messung
- ❖ ABDM mit Abrechnungsgarantie (EBM, GoÄ oder IGeL)
- ❖ KEIN Mehraufwand – die Pulswellenanalyse läuft einfach bei der ABDM-Messung mit

## Lieferumfang:

- ❖ 1x BR-102 plus PWA Rekorder
- ❖ 1x Manschette in Gr. M
- ❖ 1x Ladegerät
- ❖ 4x Akkus
- ❖ 1x Premium Tasche
- ❖ 1x USB Kabel
- ❖ 1x SD-Karte
- ❖ 1x DARWIN2 ABDM-Software



GoÄ Nr. 637  
227 23,82 €

## BR-102 plus PWA

Mit Manschette auskultatorisch (auskultatorisches und oszillographisches Messverfahren)

**4.090,00 €\***

Bestellnr. 0140505

# Zubehör

## BESTELLN.R. BÜGEL-MANSCHETTEN

140571	BD-Manschette S – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140572	BD-Manschette M – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140573	BD-Manschette L – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140576	BD-Manschette M – osz. komplett mit Schlauch	129,00 €* / Stk.
140575	BD-Manschette M – ausk. / osz. komplett mit Schlauch	239,00 €* / Stk.

## BESTELLN.R. BÜGELLOSE MANSCHETTEN

140556	BD-Manschette BL XS – osz.	94,00 €* / Stk.
140557	BD-Manschette BL S – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140558	BD-Manschette BL M – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140559	BD-Manschette BL L – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140560	BD-Manschette BL XL – ausk. / osz.	94,00 €* / Stk.
140566	BD-Manschette BL M – osz. komplett mit Schlauch	129,00 €* / Stk.
140567	BD-Manschette BL M – ausk. / osz. komplett mit Schlauch	239,00 €* / Stk.
140233	Verbindungsschlauch osz.	71,00 €* / Stk.
140231	Verbindungsschlauch ausk. mit Mikro	145,00 €* / Stk.
140568	Verschlussstopfen (10 Stk.)	93,00 €* / Pkg.
140582	Kupplungsset "W" (1-tlg.)	5,00 €* / Set
140583	Kupplungsset "M" (1-tlg.)	3,00 €* / Set



## BESTELLN.R. TASCHEN

140236	Premium-Tasche zu BR-102 plus (rot)	39,00 €* / Stk.
240240	Einmaltragetaschen (50 Stk.)	47,00 €* / Pkg.

## BESTELLN.R. ENERGIEMANAGEMENT

240577	Akku eneloop (2550 mAH)	10,00 €* / Stk.
140215	Ladegerät für Akkus	108,00 €* / Stk.
245343	Ladegerät für 16 AA(A)-Akkus	109,00 €* / Stk.



# SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



[www.schillarmed.de](http://www.schillarmed.de)

Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München

Tel.: 089/62 99 81 0



## SCHILLER FRED easyport plus FIRST - DER AED FÜR DIE ARZTTASCHE

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via WiFi, Bluetooth oder USB



### FRED easyport plus FIRST

inkl. Zubehör:  
1x Defi-Elektroden RFID vorkonnetiert;  
2x Lithium-Metall-Batterien;  
1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

Bestellnummer: 0114720

€ 2.300,-\*

\* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt / Preise gültig bis 31.03.2026.  
Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben.



**SCHILLER**

The Art of Diagnostics

**GANSHORN**  
SCHILLER GROUP