



# LÖSUNGEN FÜR DIE KLINIK

Notfallkonzepte von SCHILLER



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives

# DEFIGARD® HD-7

## Hospital-Defibrillator



### DEFIGARD® HD-7

Hospital-Defibrillator der neuesten Generation

- Modernes Touchdisplay
- Quickstart mit praktischem Drehschalter
- Schockbereit in kürzester Zeit

# EASY PULSE

Herzdruckmassage in jeder Situation



## EASY PULSE

Ein unglaublich kleines und leichtes, elektrisch betriebenes HLW-Gerät.

- ∴ Mind. 45 Minuten Akkulaufzeit
- ∴ 20 x 18 x 15 cm groß
- ∴ Reanimation startet bereits nach dem Drücken zweier Tasten.



# FRED® easyport® plus

Der AED für den Profi

-  HLW-Feedback optional
-  780 g leicht
-  supersimple Bedienung
-  Batterie oder Akku
-  Selbsttests automatisch
-  Metronom
-  IP55 Schutzklasse
-  Intuitiver Kindermodus

## FRED® EASYPORT® PLUS

Mit einem Gewicht von nur 780g und seiner geringen Grösse in Kombination mit höchster Funktionalität steht er weltweit alleine an der Spitze.

- ∴ Helligkeitsanpassungsfunktion
- ∴ Biphasische Energie, AHA/ERC-konform
- ∴ Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB

# FRED® PA-1

## Lebensretter werden



HLW-Feedback  
optional



2,5 kg leicht



supersimple  
Bedienung



Metronom



Selbsttests  
automatisch



IP55  
Schutzklasse




### FRED® PA-1

Deckel öffnen – zuhören –  
Anweisungen befolgen! Ein klares  
Design, Sprachanweisungen und  
aufblinkende Piktogramme  
ermöglichen eine rasche  
Lebensrettung.

- Automatische Selbsttests
- Biphasische Energie,  
AHA/ERC-konform
- Datenübertragung via GSM oder  
SD-Karte

# SCHILLER Utility Server



## SCHILLER UTILITY SERVER

Ein Kommunikations-Gateway, welches die Steuerung von Geräte- und Nutzungseinstellungen zentral ermöglicht.

- Sie können Einstellungen der Geräte zentral überprüfen und ändern.
- Sie können Updates zum gewünschten Zeitpunkt auf die Geräte einspielen.
- Selbsttests zentral steuern



## SCHILLER Medizintechnik – Immer für Sie da!



SCHILLER Medizintechnik GmbH  
Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München



[www.schillermed.de](http://www.schillermed.de)  
[www.defi.de](http://www.defi.de)



Tel.: 089/62 99 81 0  
Fax: 089/609 50 90



SCHILLER Imagefilm



[info@schillermed.de](mailto:info@schillermed.de)

