

EASY PULSE


Mechanisches HLW-Gerät - kompakt und effizient



EASY PULSE

Bessere HLW-Qualität dank EASY PULSE von SCHILLER:

- ✧ ideal bei beengten Platzverhältnissen, für Luftfahrzeuge geeignet
- ✧ Einsatz bei Hochlagerung des Oberkörpers von bis zu 45° möglich
- ✧ konstantere Frequenz und Drucktiefe als bei manueller Herzdruckmassage



EASY PULSE gewährleistet eine effiziente und gleichmässige HLW während des gesamten Rettungsprozesses.

BESSERE HLW-QUALITÄT UND EFFIZIENZ

Eine manuelle Herzdruckmassage über einen längeren Zeitraum hinweg konstant richtig durchzuführen, ist sehr schwer. Mit EASY PULSE können sich Einsatzkräfte auf andere kritische Aufgaben konzentrieren, während das Gerät eine automatische Herzdruckmassage mit konstanter Frequenz und Tiefe ausführt. EASY PULSE von SCHILLER ist ein tragbares, eigenständiges Gerät für eine effektivere Reanimation.

HLW IN JEDER SITUATION

EASY PULSE wird direkt auf dem Oberkörper des Patienten angebracht und kann dadurch in jeder Situation eingesetzt werden. Dank seiner kompakten Grösse ist es auch ideal für beengte Platzverhältnisse bei Katastropheneinsätzen und an Unfallstellen geeignet. Die HLW kann sogar während der Patientenbergrung fortgesetzt werden.

HLW BEI HOCHLAGERUNG

EASY PULSE kann bei Hochlagerung des Oberkörpers von bis zu 45° eingesetzt werden – für eine konstante HLW-Qualität selbst bei Treppen- oder Seilrettungen.

IDEAL FÜR LUFTFAHRZEUGE

Das Gerät ist so einfach konzipiert, dass es von einer einzelnen Person bedient werden kann. Grösse und Gewicht des Geräts sind unschlagbar: EASY PULSE eröffnet völlig neue Möglichkeiten, zum Beispiel für die Luftrettung.

AUSGEREIFTE TECHNOLOGIE

EASY PULSE verfügt über eine einzigartige Kombination aus Stempel und Band, die eine multidirektionale 3D-Kompression und damit maximale Effizienz ermöglicht. Das Gewicht des Geräts verteilt sich gleichmässig über die Grundplatte und lastet nicht auf einem einzelnen Punkt; somit hat es keinen negativen Einfluss auf die Kompressionen oder die Entlastung des Brustkorbs.

ZWEI SLIDER-VARIANTEN



Der Doppel-Slider ergänzt die Standardversion durch eine breitere Basis für erhöhte Stabilität bei längeren Einsätzen. Zwei zusätzliche Sicherheitsgurte ergänzen das bewährte Befestigungskonzept und gewährleisten auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen besten Halt.

LADESTATION

Ein Akku kann im linken Fach im Schnelllademodus geladen werden (auf 80 % Ladung in 45 Minuten). Es können zwei Akkus gleichzeitig geladen werden.





STROMVERSORGUNG

Austauschbarer Akku mit Ladestatusanzeige. Autonomer Betrieb während 45 Minuten (mit nur einem Akku). Möglichkeit des Akkuwechsels während des Betriebs, wenn die Stromversorgung über das Fahrzeug oder das Stromnetz erfolgt.



EINFACHE BEDIENUNG

Nur zwei Knöpfe zu drücken, um die Reanimation sofort zu starten.

KOMPAKT

Ideal bei beengten Platzverhältnissen, z. B. bei Katastropheneinsätzen.

NETZKABEL

Stromversorgung für 100 VAC bis 240 VAC Eingangsspannung. EASY PULSE kann über ein spezielles Anschlusskabel ab einer Spannungsquelle mit 12 VDC bis 48 VDC direkt betrieben werden.



LEICHT

Unglaublich kleines und leichtes HLW-System

SCHNELLES ANLEGEN


Farbcodierte Gurte, um das Anlegen am Patienten zu beschleunigen. Dank des praktischen Schnallensystems benötigt geschultes Personal nur 15 Sekunden, um das Gerät anzulegen.

EINFACHE FIXIERUNG

Dank Slider- und Schnallensystem leicht am Oberkörper fixierbar. Einfach zu positionieren und intuitiv zu bedienen.

UMFASSEND

Reanimation im 30:2-Verhältnis von Herzdruckmassage und Beatmung optional möglich.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.



SCHILLER
The Art of Saving Lives